

**ITALIANO**

Leggere attentamente queste informazioni per l'uso prima di iniziare ad assumere questo dispositivo medico.

- Conservare il presente foglio informativo per eventuali consultazioni future.
- Per qualsiasi dubbio, rivolgersi al medico, al terapeuta, al farmacista o direttamente a FROXIMUN AG in qualità di produttore.
- Il presente dispositivo medico può essere acquistato senza prescrizione medica.

1. Che cos'è la sospensione TOXAPREVENT® SKIN e per cosa si utilizza?

La sospensione TOXAPREVENT® SKIN è un dispositivo medico naturale che favorisce la guarigione della superficie cutanea e della ferita legando localmente l'essudato e l'istamina.

2. Indicazioni d'uso

Il prodotto favorisce la guarigione della ferita legando l'essudato sulla superficie cutanea e della ferita, in particolare nei seguenti casi:

- infiammazione della pelle, irritazioni cutanee e ferite chiuse
- prurito e arrossamento cutaneo non specifici
- punture di insetti (non sostituisce un antistaminico!)
- dolori articolari o muscolari
- problemi cutanei non specifici con derma non lacerato
- malattie da herpes, come l'herpes simplex e l'herpes zoster (fuoco di sant'Antonio)
- gonfiore visibile dovuto all'accumulo di liquidi dal sistema vascolare (edema).

3. Dosaggio e durata dell'utilizzo

Per un corretto utilizzo può essere necessaria l'assistenza di una seconda persona, in particolare se le capacità motorie sono limitate o se si utilizza la sospensione in zone difficilmente raggiungibili. Salvo diversa prescrizione medica:

- applicare uno strato sottile di circa 2 mm della sospensione sulla zona cutanea interessata e coprirlo con un adeguato pezzo di pellicola in dotazione.
- Per coprire la sospensione, utilizzare esclusivamente la pellicola in dotazione. Altre pellicole possono contenere plastificanti che potrebbero causare irritazioni cutanee e danni alla salute.
- Il tempo di applicazione deve essere di almeno 30 minuti.
- Rimuovere la sospensione quando è visibilmente asciutta.
- Dopo l'applicazione, rimuovere la sospensione e la pellicola pulendo la zona trattata con acqua pura e pulita.
- L'applicazione può essere effettuata più volte al giorno. Ripetere l'applicazione solo dopo aver pulito la zona trattata.
- Salvo diversa prescrizione, sospendere il trattamento per 5 giorni ogni 14 giorni consecutivi di applicazione.

4. Avvertenza

- Non sostituisce un antistaminico!
- La sospensione deve essere utilizzata esclusivamente per gli scopi indicati nel presente informazioni per l'uso.

- Non applicare la sospensione su ferite aperte.
- Interrompere l'applicazione se si nota un effetto insolito. Consultare eventualmente un medico e/o un farmacista.
- La sospensione non deve finire negli occhi o in altri orifizi del corpo. Applicare la sospensione con particolare cautela in prossimità degli orifizi del corpo.
- In caso di applicazioni sul viso, predisporre opportunamente la pellicola praticando dei fori per occhi, naso e bocca.
- Dopo la somministrazione di farmaci sotto forma di creme, pomate, ecc. attendere almeno 60 minuti prima di applicare la sospensione. In caso di dubbi, consultare il medico o il farmacista in merito all'uso del dispositivo medico in concomitanza con l'uso di farmaci.
- Evitare il contatto con la sospensione usata e con la ferita.
- Aprire il tubetto della sospensione soltanto immediatamente prima dell'uso. Chiudere bene il tubetto dopo aver prelevato la quantità desiderata di prodotto.
- Per applicare la sospensione, utilizzare preferibilmente una spatola pulita (inclusa nella confezione da 120 ml). Pulire e disinfettare la spatola prima e dopo ogni utilizzo. Osservare le istruzioni per l'uso del disinfettante.
- Una volta prelevata dal tubetto, la sospensione deve essere utilizzata una sola volta.
- Dopo l'uso, è possibile smaltire la pellicola e la sospensione insieme ai rifiuti domestici.

5. Conservazione e utilizzabilità

- tenere fuori dalla portata dei bambini
- conservare in un luogo asciutto a temperatura inferiore ai 30 °C
- proteggere dalla luce solare diretta
- utilizzabile fino a: vedi goffratura/stampa sulla scatola pieghevole/ piega del tubetto
- Dopo l'apertura del tubetto, consumare il prodotto entro due settimane.

6. Segnalazione di effetti indesiderati

Se si notano effetti indesiderati, informare il medico, il terapeuta o il farmacista. È possibile contattare FROXIMUN AG tramite i seguenti dati di contatto:

Produttore e contatti:	FROXIMUN AG, Neue Straße 2a, D - 38838 Schlanstedt
Telefono:	+49 (0) 39401 632-0
Fax:	+49 (0) 39401 632-199
E-mail:	anwender@froximun.de
Responsabile	+49 (0) 39401 632-320

ITALIANO



7. Principi attivi

Clinoptilolite (MANC®), acqua colloidale

8. Produttore del dispositivo medico

FROXIMUN AG, Neue Str. 2a, D - 38838 Schlanstedt
Telefono: +49 39401 632-0, Telefax: +49 39401 632-199
E-mail: anwender@froximun.de

Il presente foglietto illustrativo è stato aggiornato il: 2022-05-20

