



Veillez lire attentivement l'ensemble de cette notice avant de commencer à utiliser ce dispositif médical.

- Gardez la notice, vous voudrez peut-être la relire plus tard.
- Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter votre médecin, thérapeute, pharmacien ou directement le fabricant FROXIMUN AG.
- Ce dispositif médical est en vente libre et sans prescription médicale.

1. Qu'est-ce que TOXAPREVENT® SKIN Suspension et à quoi ça sert ?

TOXAPREVENT® SKIN Suspension est un dispositif médical naturel qui favorise la cicatrisation des plaies sur la peau et la surface de la plaie grâce à la liaison locale de l'exsudat de la plaie et de l'histamine.

2. Zones d'application

Pour favoriser la cicatrisation des plaies en fixant l'exsudat de la plaie sur la peau et la surface de la plaie, en particulier dans les cas suivants :

- irritation cutanée, irritations cutanées fermées et plaies
- démangeaisons non spécifiques et rougeur de la peau
- Piqûres d'insectes (n'est pas un substitut à un antiallergique !)
- douleurs articulaires ou musculaires
- problèmes de peau non spécifiques avec derme non divisé
- Maladies de l'herpès, telles que l'herpès simplex et l'herpès zoster (zona)
- gonflement visible dû aux fluides stockés du système vasculaire (œdème)

3. Posologie et durée d'utilisation

L'assistance d'une autre personne peut être nécessaire pour une bonne utilisation, surtout si vous avez vous-même une mobilité réduite ou si vous utilisez la suspension dans des endroits difficiles d'accès. Sauf prescription contraire du médecin :

- Appliquer la suspension en une fine couche d'environ 2 mm sur la zone de peau affectée et couvrir avec un morceau approprié de la feuille fournie.
- Utilisez uniquement le film fourni pour recouvrir le produit Suspension. D'autres films peuvent contenir des plastifiants, ce qui peut entraîner une irritation de la peau et nuire à la santé.
- Le temps d'application doit être d'au moins 30 minutes.
- Si le séchage est visible, Suspension doit être retiré.
- Après utilisation, éliminez Suspension et la feuille en rinçant la zone traitée avec de l'eau propre et claire.
- L'application peut être effectuée plusieurs fois par jour. Ne renouveler l'application qu'après avoir nettoyé la zone traitée.
- Sauf prescription contraire, après utilisation répétée après 14 jours, conserver une pause d'application de 5 jours.

4. Veillez noter

- **N'est pas un substitut à un antiallergique !**
- Suspension ne doit être utilisée que pour l'usage spécifique décrit dans la notice d'utilisation !
- Ne pas appliquer Suspension sur des plaies ouvertes.

- Cesser l'utilisation si vous remarquez un effet inhabituel. Si nécessaire, consultez un médecin ou un pharmacien.
- Suspension ne doit pas pénétrer dans les yeux ou d'autres ouvertures du corps. Utilisez Suspension à proximité des cavités corporelles avec une prudence particulière !
- Lors de l'utilisation sur le visage, assurez-vous de préparer la feuille avec des ouvertures pour les yeux, le nez et la bouche.
- Après avoir utilisé des crèmes médicamenteuses, des onguents, etc., attendez au moins 60 minutes avant d'utiliser Suspension. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien sur l'utilisation du dispositif médical avec des médicaments.
- Évitez tout contact entre Suspension et la plaie.
- N'ouvrez le tube de Suspension qu'immédiatement avant son utilisation. Bien refermer le tube après avoir retiré la quantité souhaitée.
- Utilisez toujours une spatule propre (incluse dans le pack de 120 ml) pour appliquer Suspension. Nettoyez et désinfectez la spatule avant et après chaque utilisation. Respecter les instructions d'utilisation du désinfectant.
- Une fois sortie du tube, Suspension est à usage unique.
- Le film et Suspension peuvent être jetés avec les ordures ménagères après utilisation.

5. Stockage et élimination

- conserver hors de portée des enfants
- stocker dans un endroit sec à une température ne dépassant pas 30 °C
- protéger des rayons directs du soleil
- utilisable jusqu'à : voir gaufrage/impression sur la boîte pliante/le pli du tube
- Utiliser le produit dans les deux semaines suivant l'ouverture du tube

6. Déclarations des effets indésirables

Si vous remarquez des effets indésirables, veuillez en informer votre médecin, votre thérapeute ou votre pharmacien. Vous pouvez également nous informer en utilisant les coordonnées suivantes de FROXIMUN AG :

Fabricant et bureau d'immatriculation :	FROXIMUN AG, Neue Straße 2a, 38838 Schlanstedt, Allemagne
Téléphone :	+49 (0) 39401 632-0
Fax :	+49 (0) 39401 632-199
E-mail :	anwender@froximun.de
Personne responsable :	+49 (0) 39401 632-320



7. Composants :

Clinoptilolite (MANC®), eau colloïdale

8. Fabricant de dispositifs médicaux

FROXIMUN AG, Neue Str. 2a, D - 38838 Schlanstedt,
Téléphone : +49 39401 632-0, Fax : +49 39401 632-199
e-mail : anwender@froximun.de

La dernière révision de cette notice d'utilisation a été établie le : 2022-05-20

